

PRESOTERAPIA

SCULPTOR

Reduce volumen & Relaja tu cuerpo



Medical Group[®]

innovation & experience

PRESOTERAPIA

SCULPTOR

REDUCE VOLUMEN & RELAJA TU CUERPO




¿Qué es?

La **Presoterapia Sculptor**, es un método terapéutico que se presenta como una alternativa al **drenaje linfático** manual y se encuadra en el campo de las terapias naturales. Se basa en la aplicación de un masaje mediante **presión controlada**, continua o alterna, en diferentes partes del cuerpo de forma natural y relajante, que ayuda a resolver los problemas de **retención de líquidos, varices, edemas, celulitis...**

¿Cómo actúa?

El sistema linfático es uno de los sistemas más importantes por las funciones que realiza a favor de la limpieza y la defensa del cuerpo. Transporta un líquido (linfa), que proviene de la sangre y regresa a ella, constituyendo la segunda red de transporte de líquidos corporales en su transcurso paralelo a los vasos sanguíneos.

El mal funcionamiento de este sistema debido a malos hábitos, alimentación desequilibrada, falta de actividad física, etc. pueden provocar un estancamiento de las toxinas y sustancias de desecho y con ello la formación de celulitis y la degeneración de tejidos. A través de presiones que estimulan el sistema linfático y el retorno venoso, se mejora el edema producido por la retención de líquidos.



PRESOTERAPIA SCULPTOR

reduce volumen & relaja tu cuerpo

Características técnicas

Alimentación: AC 220V±10% - 50Hz - 10A

Potencia de salida máxima: 110W


Presión: 150~360 mmHg

Display: Pantalla LCD

Programas: 4 modos automáticos

Cámaras: 12 cámaras independientes

Dimensiones del equipo: 60*47*46cm



Efectos de la Presoterapia Sculptor

¿Qué ventajas ofrece?

La **Presoterapia Sculptor** está indicada para:

- Reducción de volumen y celulitis.
- Mejora de la circulación.
- Alivio de piernas cansadas.
- Retención de líquidos.
- Prevención de varices / edemas.
- Sensación de relajación y bienestar



PROGRAMAS SCULPTOR



PRESOTERAPIA ESCULPTOR

Normativa CE 2004 - 108 - EC

EN 61000 - 3 - 2:2006 + A1: 2009 + A2: 2009

EN 61000 - 3 - 3: 2008

EN 55014 - 1: 2006+A1:2009+A2:2011

Para más información, documentación científica, estudios e investigaciones, visita la web www.medicaltechnology.es

Medical Group®
innovation & experience

SCULPTOR

Reduce volumen & Relaja tu cuerpo



Medical Group
43580 Deltebre
Tarragona
Pol.Ind. Les Molines
"Parcela 3,6 A"
Tel. 672 469 369
977 481 519
info@medicaltechnology.es
www.medicaltechnology.es