

NOVEDAD



Nueva
JUVEDERM[®]
RADIOFRECUENCIA
+ VACUUM



Tratamiento para la **celulitis**
Contorno **corporal**
Lifting corporal y facial



Juvederm[®] + vacuum

Múltiples frecuencias RF y sistema Vacuum

Nuevas frecuencias de radiofrecuencia múltiples de 0.8 MHz, 1.7 MHz, 2.4 MHz que en 3 diferentes modos de tratamiento se dirigen a diferentes profundidades del tejido, desde las capas superficiales de la piel hasta la hipodermis.

El cuarto modo, el modo multicanal, crea una **respuesta térmica** más fuerte y distribuida con más precisión que viaja a través de todas las capas superficiales.

El sistema vacuum **intensifica** aún más el tratamiento al facilitar una mayor penetración en el tejido para aumentar la circulación sanguínea local, promover el drenaje linfático e inducir la lipólisis.

Características Técnicas

- Tamaño de la pantalla: 10.4 pulgadas
- Frecuencia: 0.8MHz, 1.7Mhz, 2.4 Mhz
- Presión Vacuum: 0- 0.062 Mpa
- Potencia salida RF: 0-70W
- Potencia máxima: 600W
- Dimensiones del equipo: 42*38*100cm
- Altura máxima: 64cm
- Peso neto: 38kg

Aplicación

- Dispositivo experto en antienvjecimiento corporal y facial.
- Estiramiento de la piel.
- Drenaje linfático.
- Eliminación de arrugas.
- Lifting de la piel.
- Contorno corporal.



Nueva
JUVEDERM[®]
RADIOFRECUENCIA
+ VACUUM



Nueva RF & Vacuum

Para tratamientos de
contorno corporal
Estiramiento de la piel



Medical Group
43580 Deltebre
Tarragona
Pol.Ind. Les Molines
"Parcela 3,6 A"
Tel. 672 469 369
977 481 519
info@medicaltechnologies
www.medicaltechnologies